






## Ficha técnica REF 49.48.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.48.01	tapa no perforada 300x135mm plata	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051891
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	0,220	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 451.02.61 (prospecto Medicontainer System )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	300x135mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3315 (AlMg1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		