








Ficha técnica REF 49.50.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.50.10	Medicontainer 290x290x100mm plata	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051945
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	1,960	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.02.61 (prospecto Medicontainer System) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	290x290x100mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		