



Ficha técnica REF 49.50.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.50.15	Medicontainer 290x290x150mm plata	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051969
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,180	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.02.61 (prospecto Medicontainer System) 451.06.90 (prospecto Cristaca Set) 453.12.00 (Epiplating)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Color	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15
49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15
49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15
49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15
49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15	49.50.15

Medida	290x290x150mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
--------	---------------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)