








## Ficha técnica REF 49.52.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.52.13	Medicontainer 290x290x145mm plata tapa doble	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052461
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,800	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	290x290x145mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		