



## Ficha técnica REF 49.52.62

25.08.2026

| Datos generales |            |                                             |                    |
|-----------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Referencia      | 49.52.62   | Medicontainer 290x290x230mm rojo tapa doble |                    |
| Unidad          | unid.      | Número de aduana                            | 76169990           |
| GMDN            | 13730      | GTIN                                        | 04046826052607     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code                                  | 13-730             |
| Clasificación   | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI                                 | 4046826;N003;04;XB |
| Peso neto (kg)  | 3,200      | Manual de uso                               | IFU-0003           |
| Latex free      | si         | Instrucciones de preparación                |                    |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon medios |  |
|----------------|--|

| Imagen completa                                                                    | Imagen detallada                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |

|        |               |               |                                                                                               |
|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida | 290x290x230mm | Revestimiento | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Condiciones de almacenamiento                          |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| No se requieren condiciones especiales de conservación |  |

| Material |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
|          | N° de material (Denominación DIN)               |
| Cuerpo   | 3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1) |
| Mango    | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |
| Otro     | SILIKON (Poly(organo)siloxane)                  |