



Ficha técnica REF 49.53.19

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	49.53.19	Medicontainer 290x290x150mm oro	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052751
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,900	Manual de uso	IFU-0003
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
	 

Medida	290x290x150mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
--------	---------------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)