







Ficha técnica REF 49.56.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.56.13	fondo no perforado 290x290x120mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	7616990
GMDN	13730	GTIN	04046826052843
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	1,200	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	290x290x120mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		