






Ficha técnica REF 49.57.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.57.05	tapa perforada 290x290mm verde	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052935
Clasificación	(EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	(EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,940	Manual de uso	GATDN003
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	290x290mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255_3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		