



Ficha técnica REF 49.59.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.59.01	tapa de seguridad 290x290mm plata	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826052997
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	1,360	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios 451.02.61 (prospecto Medicontainer System)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	290x290mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
--------	-----------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)