



Ficha técnica REF 49.59.02

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	49.59.02	tapa de seguridad 290x290mm dorada	
Unidad	unid.	Número de aduana	76129080
GMDN	13730	GTIN	04046826053000
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	1,360	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	290x290mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		