







Ficha técnica REF 49.66.13

11.12.2025

Datos generales																															
Referencia	49.66.13	fondo no perforado 590x290x120mm																													
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990																												
GMDN	13730	GTIN	04046826053956																												
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730																												
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB																												
Peso neto (kg)	2,100	Manual de uso	GATDN00X																												
Latex free	si	Instrucciones de preparación																													
 																															
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)																														
Imagen completa		Imagen detallada																													
		 <table border="1" data-bbox="1244 896 1452 1008"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>a (mm)</th> <th>b (mm)</th> <th>c (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49.66.10</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>49.66.13</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>49.66.15</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>49.66.17</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>49.66.22</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>49.66.27</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>255</td> </tr> </tbody> </table>		No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	49.66.10	590	290	85	49.66.13	590	290	120	49.66.15	590	290	135	49.66.17	590	290	155	49.66.22	590	290	205	49.66.27	590	290	255
No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)																												
49.66.10	590	290	85																												
49.66.13	590	290	120																												
49.66.15	590	290	135																												
49.66.17	590	290	155																												
49.66.22	590	290	205																												
49.66.27	590	290	255																												
Medida	590x290x120mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio																												
Condiciones de almacenamiento																															
No se requieren condiciones especiales de conservación																															
Material																															
	N° de material (Denominación DIN)																														
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)																														
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)																														