



## Ficha técnica REF 49.67.03

11.12.2025

| Datos generales   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
| Referencia  | 49.67.03                                    | tapa perforada 590x290mm roja |   |
| Unidad  | unid.                                       | Número de aduana              | 76169990  |
| GMDN  | 13730                                       | GTIN                          | 04046826054021  |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)                                  | UMDNS-Code                    | 13-730  |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)                                  | Base UDI-DI                   | 4046826;N003;04;XB  |
| Peso neto (kg)  | 1,600                                       | Manual de uso                 | GATDN00X  |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación  |   |
|   |   |                               |   |
| Medicon medios  | 451.02.61 (prospecto Medicontainer System ) |                               |   |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada              |   |
|    |   |                               |   |
| Medida  | 590x290mm                                   | Revestimiento                 | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                               |   |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                               |   |
| Material  |   |                               |   |
|   | N° de material (Denominación DIN)           |                               |   |
| Cuerpo  | 3.3535_3.3315 (AIMG3 + AIMg1)               |                               |   |
| Mango   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                        |                               |   |
| Otro  | SILIKON (Poly(organo)siloxane)              |                               |   |