




## Ficha técnica REF 49.70.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.70.11	fondo no perforado 590x290x85mm p filtro perman	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826440787
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,310	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	590x290x85mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		