






Ficha técnica REF 49.70.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.70.23	Medicontainer 460x290x150mm rojo filtro permanente	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826446888
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	3,645	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	460x290x150mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3535 (AlMG3)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	3.0255 (Al 99,5%)		