






Ficha técnica REF 49.70.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.70.57	tapa 290x290mm plata filtro permanente	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826452988
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	1,200	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	290x290mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3535 (AlMG3)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	3.0255 (Al 99,5%)		