



Ficha técnica REF 49.74.03

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	49.74.03	Medicontainer 590x290x150mm oro filtro permanente	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826457518
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	4,579	Manual de uso	IFU-0003
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	590x290x150mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3535 (AlMG3)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	3.0255 (Al 99,5%)		