



Ficha técnica REF 49.90.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.90.04	bandeja 203x114x30mm c disp de fijación p 12 instr	
Unidad	unid.	Número de aduana	39239000
GMDN	12143	GTIN	04046826054175
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,260	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	203x114x30mm	Revestimiento	
--------	--------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	PPSU (Polyphenylsulfon)