












Ficha técnica REF 49.91.04

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Referencia | 49.91.04 | filtro de papel c indic 265x120mm neutral P/500 | |
| Unidad | paq./500 | Número de aduana | 48054000 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826425401 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-734 |
| Clasificación | 16 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;04;XB |
| Peso neto (kg) | 1,750 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|     | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Medida | 265x120mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| 10 °C |  30 °C  10 % | 60 %    | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| | | | |