












## Ficha técnica REF 49.91.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.05	filtro de papel c indic 225x225mm neutral P/500	
Unidad	paq./500	Número de aduana	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826425425
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-734
Clasificación	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	1,678	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
   			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	225x225mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
10 °C	 30 °C	10 %	 60 %
			 
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		