



Ficha técnica REF 49.91.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.20	etiqueta indicadora 63.5x36mm p/1000 adhesiva	
Unidad	paq./1000	Número de aduana	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054250
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,550	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios 451.02.61 (prospecto Medicontainer System)

Imagen completa

Imagen detallada




Medida	63.5x36mm	Revestimiento	
--------	-----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento



30 °C



60 %



Material

N° de material (Denominación DIN)	
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)