



Ficha técnica REF 49.91.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.21	cinta adhesiva p autoclave 50m 19mm P/48	
Unidad	paq./48	Número de aduana	48114190
GMDN	60909	GTIN	04046826496067
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,117	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 451.02.61 (prospecto Medicontainer System) 451.02.65 (prospecto Medicontainer 2.0 Contenedores de alu p esteril)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	50m 19mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		