












## Ficha técnica REF 49.91.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.22	etiqueta indicadora 67x35.5mm p/1000 adhesiva	
Unidad	paq./1000	Número de aduana	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054274
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,720	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
  			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System ) 451.02.65 (prospecto Medicontainer 2.0 Contenedores de alu p esteril)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	67x35.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
		  	
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		