







Ficha técnica REF 49.91.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.30	precinto verde p/1000	
Unidad	paq./1000	Número de aduana	39235090
GMDN	13730	GTIN	04046826054298
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,760	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
  			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System) 451.02.65 (prospecto Medicontainer 2.0 Contenedores de alu p esteril)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PP (Polypropylen)		