















Ficha técnica REF 49.91.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.33	filtro de papel c indic 240x120mm p/500	
Unidad	paq./500	Número de aduana	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826054328
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-734
Clasificación	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,150	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
   			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	240x120mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
			
			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	PAPIER KREPP WEISS 60G/M² (Sterilisationspapier krepp weiß, 60g/m²) WASSERDAMPF_INDIKATOR (Wasserdampf-Indikator)		