



Ficha técnica REF 49.91.66

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.91.66	placa identif 50x17.5mm negro	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	60909	GTIN	04046826054472
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPU01



Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System) 451.02.65 (prospecto Medicontainer 2.0 Contenedores de alu p esteril)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Farbe	ohne Gravur	mit Gravur
Color	without engraving	with engraving
Color	sin grabación	con grabación
Colour	senza gravare	senza gravare
Colore	senza incisione	con incisione
	50 x 17,5 mm	
	49.91.61	49.92.61
	49.91.62	49.92.62
	49.91.63	49.92.63
	49.91.64	49.92.64
	49.91.65	49.92.65
	49.91.66	49.92.66
	49.91.67	49.92.67
	49.91.68	49.92.68

Medida	50x17.5mm	Revestimiento	
--------	-----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)