



## Ficha técnica REF 49.92.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.92.63	placa identif 50x17.5mm rojo grabado	
Unidad	unid.	Número de aduana	7616990
GMDN	60909	GTIN	04046826054717
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPU01
			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System ) 451.02.65 (prospecto Medicontainer 2.0 Contenedores de alu p esteril)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	50x17.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		