






Ficha técnica REF 49.95.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.95.40	bastidor peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826055035
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	--
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		