



## Ficha técnica REF 49.95.73

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.95.73	paño p envolver 80x90cm el poliéster verde p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	59119099
GMDN	60909	GTIN	04046826531089
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,145	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	80x90cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PET (Polyethylenterephthalat)		