





Ficha técnica REF 49.95.75

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.95.75	paño p envolver 160x80cm el poliéster verde p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	59119099
GMDN	60909	GTIN	04046826531102
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,272	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	160x80cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PET (Polyethylenterephthalat)		