





Ficha técnica REF 49.95.76

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.95.76	paño p envolver 140x100cm el poliéster verde p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	59119099
GMDN	60909	GTIN	04046826530938
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,302	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	140x100cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PET (Polyethylenterephthalat)		