






Ficha técnica REF 49.97.47

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.97.47	tabique de separacion 50mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73262000
GMDN	12143	GTIN	04046826055264
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	50x36mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		