




## Ficha técnica REF 49.97.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.97.53	perfil de silicona CLUBS incl clips 210mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	39269097
GMDN	60909	GTIN	04046826449834
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,069	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	210mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		