







## Ficha técnica REF 49.97.73

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.97.73	estera de silicona 3mm 260x250mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	39269097
GMDN	13730	GTIN	04046826055417
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;02;X5
Peso neto (kg)	0,300	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3mm 260x250mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		