







Ficha técnica REF 49.97.74

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	49.97.74	estera de silicona 3mm 265x115mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	39269097
GMDN	13730	GTIN	04046826055424
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;02;X5
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.02.61 (prospecto Medicontainer System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3mm 265x115mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		