



## Ficha técnica REF 50.02.19

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                 |                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 50.02.19                                        | Allis pinza 19cm 5x6d        |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                           | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62466                                           | GTIN                         | 04046826055806          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                   | 11-797                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,045                                           | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                              | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                                 |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                 | Imagen detallada             |                         |
| <div></div> |                                                 |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 19cm                                            | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                 |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                 |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                 |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                |                              |                         |