



Ficha técnica REF 50.03.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.03.21	Allis AT pinza p tejido 20cm s crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826055875
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,043	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		