



## Ficha técnica REF 50.10.23

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.10.23                                                                        | Babcock pinza p agarrar 23cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                                                           | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 62466                                                                           | GTIN                         | 04046826056001          |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                   | 11-797                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,071                                                                           | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                                                              | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                                                                 |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Imagen detallada             |                         |
|    |                                                                                 |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 23cm                                                                            | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)                                               |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4021 (X20Cr13)                                                                |                              |                         |