








## Ficha técnica REF 50.10.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.10.70	Babcock HM pinza p agarrar 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826056025
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,052	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	20cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		