







Ficha técnica REF 50.16.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.16.17	Doyen Baby pinza intest 17cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056070
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		