



## Ficha técnica REF 50.16.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.16.23	Doyen pinza intest 23cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056094
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,061	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

## Imagen completa

## Imagen detallada



Medida	23cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)