



## Ficha técnica REF 50.16.63

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 50.16.63                                        | Doyen Baby AT pinza intest 13cm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62468                                           | GTIN                                | 04046826056100          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                          | 10-871                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,021                                           | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación        | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                 |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                    |                         |
|          |                                                 |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 13cm                                            | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                     |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                     |                         |