



Ficha técnica REF 50.17.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.17.63	Doyen Baby AT pinza intest 13cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056186
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	13cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		