



Ficha técnica REF 50.17.73

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.17.73	Doyen AT pinza intest 23cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056209
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,055	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		