







## Ficha técnica REF 50.46.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.46.30	Lane pinza gemela 30cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056735
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,237	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		