



Ficha técnica REF 50.77.72

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.77.72	Kelly esfinteroscopio Ø 25x75mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057268
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-126
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,157	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 25x75mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		