






## Ficha técnica REF 50.78.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.78.03	Morgan proctosc 24x65mm c fibra optica	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057442
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-126
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,260	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24x65mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		