



## Ficha técnica REF 50.93.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.93.65	McGivney modif ligador hemorr cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826057817
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,047	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	-------------------------------------------------

## Imagen completa

## Imagen detallada



## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Otro	PTFE (Polytetrafluorethylen)