





Ficha técnica REF 50.93.69

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.93.69	cono de sustitucion p 50.93.68	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826057848
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		