



## Ficha técnica REF 50.93.73

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 50.93.73                                        | adaptador asp peq p 50.93.70/78 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 35157                                           | GTIN                            | 04046826057886          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                      | 12-335                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;06;ah;59 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,008                                           | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación    |                         |
| <div></div> |                                                 |                                 |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                 |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                |                         |
|           |                                                 |                                 |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                 |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                 |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                            |                                 |                         |