



Ficha técnica REF 50.93.75

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.93.75	anillo p lig s latex p/100 p 50.93.65/68/70/78	
Unidad	paq./100	Número de aduana	40169997
GMDN	35157	GTIN	04046826057909
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-335
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	G509375
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPU02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
 -10 °C 25 °C 10 %  65 %  			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	IR_617 (Polymer)		